

MIESZADŁO MAGNETYCZNE MS-3000



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

MS-3000 jest małym, kompaktowym mieszadłem magnetycznym ze stalową powierzchnią roboczą. Umożliwia płynne mieszanie z rotacją magnetycznego elementu do 3000 obr./min. Silny magnes prowadzi i utrzymuje bardzo dokładnie mieszający element magnetyczny. Mieszadło **MS-3000** nie generuje niepotrzebnego hałasu i ciepła. To idealny instrument dla pomiaru pH, ekstrakcji i dializy przy pracy z próbkami w małych objętościach.

Mieszadło magnetyczne **MS-3000** jest wyposażone w mieszające mieszadełko magnetyczne o wymiarach 6 x 25 mm, zamknięte w teflonowej kapsule o cylindrycznym kształcie do uniwersalnego użycia.

Mieszadło można stosować w chłodni lub inkubatorze w temperaturach w zakresie od +4°C do +40°C.

MODELE

- **MS-3000**

CERTYFIKATY

ISO9001, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	MS-3000
Zakres regulacji prędkości [obr./min]	0-3000
Max. objętość cieczy (woda) [L]	5
Materiał płyty roboczej	stal nierdzewna
Max. długość elementu mieszającego [mm]	50
Max. lepkość mieszanego roztworu	do 1170 mPa.s
Max. czas pracy [godz.]	24
Wymiary płyty roboczej [mm]	110 x 110
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	120 x 150 x 65
Waga [kg]	0,8
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór mocy [W]	2,6

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl