

PID: BS-010152-AAG

UID: 002-07-1-MR-1-0

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2024 14:01



WYTRZĄSARKA KOŁYSKOWA MR-1



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Wytrząsarka kołyskowa **MR-1** zapewnia niezawodną pracę ciągłą i łagodny ruch platformy przy mniejszej prędkości. Użycie mechanizmu bezpośredniego oraz bezszczotkowego silnika pozwala na ciągłą pracę urządzenia do 7 dni gwarantując bezawaryjną pracę przez 2 lata.

MR-1 umożliwia regulowany, delikatny ruch kołyskowy platformy i mieszanie płynnych składników.

Jest to urządzenie kompaktowe, ciche, zaprojektowane do użytku osobistego. Idealne do odbarwiania mini żeli po elektroforezie, prowadzenia reakcji Northern, Southern i Western blot. Antypoślizgowa gumowa mata na platformie wytrząsarki zapewnia stabilną pozycję naczyń w czasie wytrząsania.

MR-1 może być używana w chłodniach i inkubatorach w temperaturach z zakresu +4°C do +40°C. Niskie napięcie zasilacza zewnętrznego (12 V) zapewnia bezpieczeństwo elektryczne w środowisku o podwyższonej wilgotności. Opcjonalna mata PDM zapobiega niekontrolowanemu przetaczaniu się różnego rodzaju probówek po platformie.

MODELE

- **MR-1**

CERTYFIKATY

ISO9001, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	MR-1
-------	-------------

Zakres prędkości wytrząsania [obr./min]	1-30
Stały kąt nachylenia [°]	7
Max. czas pracy ciągłej [godz.]	168
Bezpośredni mechanizm napędowy	tak
Cyfrowe nastawianie czasu	1 min - 24 godz. / non-stop
Antypoślizgowa mata dołączona jako standard	tak
Max. obciążenie [kg]	1
Wyświetlacz	LED
Powierzchnia platformy roboczej [mm]	215 x 215
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	220 x 205 x 120
Waga [kg]	2,1
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór mocy [W]	3,8

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- gumowa mata **PDM**.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl