

PID: HC-HCL

UID: 065-13-1-HC-0

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2022 12:47



POJEMNIKI LN2 NA PRÓBKIC BIOMEDICAL SERIA HC



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Pojemniki **serii HC** firmy **IC Biomedical** (dawniej **Worthington Industries by Taylor-Wharton**) o dużej średnicy otworu wsadowego przeznaczone do przechowywania większych ilości materiału biologicznego. 18840 słomek lub 1656 fiolek może być ekonomicznie przechowywanych w czasie do 73 dni w 36 litrach ciekłego azotu.

Aplikacje: większość aplikacji tych samych co dla serii XT, lecz dla większych ilości w pojemnikach o mniejszych rozmiarach. Pojemniki **serii HCL** charakteryzują się mniejszą wysokością dla wygodnego przechowywania.

MODELE

- HCL12
- CryoCE HCL12
- HC20
- CryoCE HC20
- HC34
- CryoCE HC34
- HC35
- CryoCE HC35
- HC38
- CryoCE HC38
- VHC35
- CryoCE VHC35
- VHC38

CERTYFIKATY

ISO9001, MDD, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	HCL12	HC20	HC34	HC35	HC38	VHC35	VHC38
Statyczny czas utrzymywania [w dniach]	60	87	200	130	120	130	120
Czas pracy [w dniach]	37	54	125	81	75	81	75
Prędkość parowania [L/24h]	0,2	0,23	0,17	0,27	0,31	0,27	0,31
Objętość LN2 [L]	12	20	34	35	38	35	38
Waga pojemnika [kg]	9,8	12	16,1	17,7	17,3	17,2	17,3
Waga pojemnika pełnego (bez wkładów) [kg]	19,5	28,2	43,6	46	47,5	45,5	47,5
Średnica otworu wsadowego [mm]	91	91	91	119	127	119	127
Wysokość zewnętrzna [mm]	482	615	668	681	681	681	681
Średnica zewnętrzna [mm]	396	396	478	478	478	478	478
Ilość kanistrów	6	6	6	10	10	6	6
Wymiary kanistra	70 x 127	70 x 279	70 x 279	67 x 279	70 x 279	94 x 279	105 x 279
Ilość probówek 1,2 / 2,0 mL (Ø 12,5 mm) 6 probówek na listwę	-	684	684	1 020	1 140	1 260	1 512
Ilość słomek 0,5 mL 10 słomek na listwę	-	1 850	1 850	2 800	3 200	3 000	3 528
Ilość słomek luzem 0,5 mL w gobletach (1 poziomy)	2 940	-	-	-	-	-	-
Ilość słomek luzem 0,5 mL w gobletach (2 poziomy)	-	5 880	5 880	9 800	8 000	9 900	11 520

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

MODEL	HCL12	HC20	HC34	HC35	VHC35
Podstawa na kółkach	tak	tak	tak	tak	tak
Siódmy kanister	nie	nie	nie	nie	tak
Alarm niskiego poziomu LN2	nie	tak	tak	tak	tak

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl