

PID: HYC-390

UID: 062-05-1-HYC-390-0

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2024 12:49



CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA +2 / +8°C HAIER BIOMEDICAL HYC-390 (USB)



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Chłodziarka farmaceutyczna +2 / +8°C **HYC-390 (USB)** firmy **Haier Biomedical** zapewnia bezpieczne przechowywanie produktów biologicznych, szczepionek, leków, odczynników itp. Znajduje zastosowanie w aptekach, firmach farmaceutycznych, stacjach kwarantanny, szpitalach, laboratoriach, klinikach, jak również w innych obszarach przechowywania produktów farmaceutycznych takich jak magazyny i logistyka.

Charakterystyka chłodziarki

- pionowa – szafowa,
- podstawa chłodziarki wyposażona w stopki i kółka,
- drzwi przeszklone,
- energooszczędny węglowodorowy (HC) system chłodzenia,
- ergonomiczna konstrukcja
- sterowanie mikroprocesorowe,
- wyświetlacz LED,
- regulacja temperatury z dokładnością do 0,1°C,
- wahania temperatury w zakresie $\pm 3^{\circ}\text{C}$,
- układ chłodzenia z wymuszony obiegiem powietrza oraz zoptymalizowany systemem dystrybucji powietrza zaprojektowane w celu osiągnięcia maksymalnej jednorodności i stabilności temperatury wewnątrz urządzenia,
- zoptymalizowana konstrukcja układu chłodzenia zapewniająca bardziej efektywne chłodzenie i szybki powrót do zadanej temperatury,
- wewnętrzne oświetlenie LED,
- zamknięcie na klucz,

- duża przestrzeń chłodnicza – wielopoziomowa i regulowana wysokość półek,
- czynnik chłodniczy przyjazny środowisku,
- przepust kablowy,
- warstwa izolacyjna z pianki o grubości 70 mm,
- podgrzewane drzwi zapobiegające kondensacji,
- alarm dźwiękowy i świetlny, urządzenie można podłączyć do interfejsu alarmu zdalnego,
- niski poziom hałasu - zoptymalizowany system i konstrukcja redukcji szumów w celu zmniejszenia poziomu hałasu do 43 dB(A),
- samozamykające się drzwi z funkcją pozostawienia otwartych pod kątem 90°,
- precyzyjna kontrola temperatury,
- automatyczne odszranianie,
- złącze USB.

Właściwości alarmu

- alarm za wysokiej / niskiej temperatury,
- alarm otwartych drzwi,
- alarm błędu czujnika,
- alarm zaniku zasilania,
- trzy metody sygnalizacji alarmu (wizualny, dźwiękowy i zdalny).

MODELE

- **HYC-390 (USB)**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	HYC-390 (USB)
Pojemność [L]	390
Zakres temperatury [°C]	2-8
Półki / Kosze	7 / -
Drzwi	przeszkłone
Poziom hałas [dB(A)]	43
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	530 x 555 x 1380
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	665 x 710 x 1965
Waga (netto / brutto) [kg]	116 / 139
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- złącze RS485.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl