


SYSTEM ELEKTROFOREZY POZIOMEJ MULTISUB™ MSMIDI (BEZ ZASILACZA)



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Wraz z opcją tacki na żel 10 x 7 cm i 10 x 10 cm, **multiSUB™ MSMIDI** jest przeznaczony do rutynowych, poziomych rozdzielów elektroforetycznych. Zwiększenie jedynie szerokości tego urządzenia pozwala rozdzielić więcej próbek niż H-MINI bez znaczącego wzrostu objętości buforu i żelu. Można rozdzielić maksymalnie 100 próbek w żelu, co czyni urządzenie idealne do rutynowych prac testujących średnią liczbę próbek na krótkich lub średnich ścieżkach rozdziału.

Właściwości:

- dostępna tacka na żel 10 x 7 cm lub 10 x 10 cm lub obie,
- rozdział do 100 próbek,
- mała objętość żelu i buforu,
- idealny do szybkiej elektroforezy.

Typowe zastosowanie: idealny do szybkiego sprawdzenia próbek z PCR i klonowania.

MODELE

- **MSMIDI**

CERTYFIKATY

SPECYFIKACJA

MODEL	MSMIDI
Wymiary żelu (W x L) [cm]	10 x 7 10 x 10
Wymiary urządzenia (W x D x H) [cm]	12,5 x 22 x 9
Max. pojemność próbek	10 x 7 cm - 50 próbek 10 x 10 cm - 100 próbek
Objętość buforu [mL]	300
Dostępne grzebienie: Liczba próbek Grubość	1; 2; 4; 8; 10MC; 12; 16; 20MC; 25 0,75; 1; 1,5; 2 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- grzebienie,
- saneczki do wylewania żeli z ogranicznikami,
- pokrywa,
- przewody zasilające,
- tacki do wylewania żeli,
- łopatkę do żeli,
- zasilacze.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl