

SYSTEM ELEKTROFOREZY POZIOMEJ MULTISUB™ MSCHOICE (BEZ ZASILACZA)



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

System elektroforezy poziomej **multiSUB™ MSCHOICE** oferuje szeroki zakres wszechstronności. Dostępne są trzy opcje tacki - 15 x 7 cm, 15 x 10 cm i 15 x 15 cm - umożliwiając wybór jednej, dwóch lub wszystkich trzech opcji długości żelu w momencie zakupu. Dalsze zakupy dodatkowych akcesoriów nie są wymagane. Maksymalizacja opcji grzebienia i tacki pozwala rozdzielić do 210 próbek w żelu. Całkowita długość 15 cm pozwala na łatwe rozdzielanie i identyfikację fragmentu restrykcyjnego lub innych pasm próbki o bliskiej wadze molekularnej. Szybkie nakładanie próbek odbywa się za pomocą grzebieni na 10, 14, 16, 18, 28 i 30 próbek, kompatybilnych z pipetą wielokanałową. Wszystkie modele zawierają saneczki i ograniczniki. **multiSUB™ MSCHOICE** dostępne są z opcjonalnymi tackami 15 x 20 cm i 15 x 25 cm oraz czterema grzebieniami na 28 prób, dla osób, które chcą uzyskać rozdzielanie większej liczby próbek na większej odległości w większej rozdzielczości.

Właściwości:

- opcje trzech tacki,
- rozdział na 210 próbek,
- mała objętość buforu,
- grzebienie kompatybilne z pipetą wielokanałową dla szybkości nakładania próbek.

Typowe zastosowanie: idealny do analizy polimorfizmów do 96 fragmentów DNA/RNA z płytek PCR i bloków termocyklera.

MODELE

- **MSCHOICE**

SPECYFIKACJA

MODEL	MSCHOICE
Wymiary żelu (W x L) [cm]	15 x 7 15 x 10 15 x 15 i opcjonalnie: 15 x 20 15 x 25
Wymiary urządzenia (W x D x H) [cm]	17,5 x 26,5 x 9 17,5 x 41 x 9 (tylko modele STRETCH)
Max. pojemność próbek	15 x 7 cm - 70 próbek 15 x 10 cm - 140 próbek 15 x 15 cm - 210 próbek 15 x 20 cm - 280 próbek 15 x 25 cm - 350 próbek
Objętość buforu [mL]	MSCHOICE - 500 mL MSCHOICE STRETCH - 1000 mL
Dostępne grzebień: Liczba próbek Grubość	1; 2; 4; 8; 10MC; 12; 14MC; 16MC; 18MC; 20; 28MC; 30MC; 35 0,75; 1; 1,5; 2 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- grzebień,
- saneczki do wylewania żeli z ogranicznikami,
- pokrywa,
- przewody zasilające,
- tacki do wylewania żeli,
- łopatki do żeli,
- zasilacze.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl