


SYSTEM ELEKTROFOREZY POZIOMEJ MULTISUB™ MSMAXI (BEZ ZASILACZA)



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

System elektroforezy poziomej **multiSUB™ MSMAXI** jest przeznaczony głównie do rozdzielania dużej ilości próbek, takich jak klonowanie lub PCR. Ponadto umożliwia także separacje w ultra wysokiej rozdzielczości w dłuższych seriach. Wymiary tacy odpowiadają standardowym rozmiarom bibułki dla łatwego przenoszenia próbki na membranę w celu dalszej analizy. Dostępne są cztery rozmiary tac: 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm i 20 x 25 cm. Grzebień kompatybilny z pipetą do 40 próbek ułatwia szybkie ładowanie do 440 próbek na żel. 50 grzebieni do próbek oferuje maksymalną pojemność 550 próbek na żel.

Właściwości:

- dostępny z tackami na żel 20 x 25 cm, 20 x 20 cm, 20 x 15 cm lub 20 x 10 cm,
- rozdział do 550 próbek,
- mała objętość buforu,
- idealny do wydłużonych rozdzielczości.

Typowe zastosowanie: Przeznaczony głównie do rozdzielania dużej liczby próbek z PCR i klonowania.

MODELE

- **MSMAXI**

CERTYFIKATY

SPECYFIKACJA

MODEL	MSMAXI
Wymiary żelu (W x L) [cm]	20 x 10 20 x 15 20 x 20 20 x 25
Wymiary urządzenia (W x D x H) [cm]	23 x 39,5 x 9
Max. pojemność próbek	20 x 10 cm - 200 próbek 20 x 15 cm - 350 próbek 20 x 20 cm - 450 próbek 20 x 25 cm - 550 próbek
Objętość buforu [mL]	1200
Dostępne grzebienie: Liczba próbek Grubość	1; 2; 4; 8; 10; 16; 20MC; 25; 30; 36; 40MC; 50 0,75; 1; 1,5; 2 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- grzebienie,
- saneczki do wylewania żeli z ogranicznikami,
- pokrywa,
- przewody zasilające,
- tacki do wylewania żeli,
- łopatki do żeli,
- zasilacze.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl