

SYSTEM ELEKTROFOREZY POZIOMEJ MULTISUB™ MSMINI (BEZ ZASILACZA)



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Zestaw elektroforezy poziomej **multiSUB™ MSMINI** jest dedykowany dla małej i średniej liczby próbek. Mały rozmiar żelu maksymalizuje ekonomiczność rozdziału, ale nie wpływa na wszechstronność dzięki dostępnym dwóm opcjom tacy - 7 x 7 cm oraz 7 x 10 cm oraz grzebieniom od rozdziału preparatywnego do 16 próbek. Po prostu zmieniając tackę na żel lub grzebień, ta kompaktowa elektroforeza jest w stanie rozdzielić do 64 różnych próbek, przygotowując 1 mL próbki lub rozdzielając próbki na dystansie 9 cm.

Właściwości:

- dostępna tacka na żel 7 x 7 cm lub 7 x 10 cm lub obie,
- ekonomiczna objętość żelu i buforu,
- małe rozmiary.

Typowe zastosowanie: zaprojektowane do szybkiego rozdziału małej lub średniej liczby próbek.

MODELE

- **MSMINI**

CERTYFIKATY

SPECYFIKACJA

MODEL	MSMINI
Wymiary żelu (W x L) [cm]	7 x 7 7 x 10
Wymiary urządzenia (W x D x H) [cm]	9 x 21 x 9
Max. pojemność próbek	7 x 7 cm - 32 próbek 7 x 10 cm - 64 próbek
Objętość buforu [mL]	225
Dostępne grzebienie: Liczba próbek Grubość	1; 2; 4; 8MC; 8; 10; 12MC; 16 0,75; 1; 1,5; 2 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- grzebienie,
- saneczki do wylewania żeli z ogranicznikami,
- pokrywa,
- przewody zasilające,
- tacki do wylewania żeli,
- łopatkę do żeli,
- zasilacze.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl