


SYSTEM ELEKTROFOREZY POZIOMEJ MULTISUB™ MSSCREEN (BEZ ZASILACZA)



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Zaprojektowany do szybkiego badania bardzo dużej liczby próbek z klonowania lub PCR, ma maksymalną pojemność 672 próbek na żel. Umożliwia to nakładanie i analizę dokładnie siedmiu 96-dołkowych płytek mikrotitracyjnych. Duża długość rozdziału żelu wynosząca 32 cm umożliwia także rozdzielanie próbek na dużą odległość w celu rozdzielania złożonych pasm próbek, takich jak analiza fragmentów restrykcyjnych. Urządzenie jest dostępne z tacą pełnej długości lub z innymi opcjami długości tacy 16 lub 24 cm, dzięki czemu można dopasować dokładnie do wymagań użytkownika. Oprócz opcji tacek na żel o pojedynczej długości, **multiSUB™ MSSCREEN** jest dostępny ze wszystkimi trzema tacami na żel, aby zapewnić maksymalną elastyczność, wszechstronność i wartość.

Właściwości:

- dostępny z tacą 26 x 16 cm, 26 x 24 cm i 26 x 32 cm lub wszystkimi trzema,
- rozdział do 672 próbek,
- mała objętość buforu,
- grzebienie kompatybilne z pipetą wielokanałową dla szybkości nakładania próbek.

Typowe zastosowanie: doskonały do sprawdzania bardzo dużych liczb próbek lub do wydłużonych rozdzielców wysokiej rozdzielczości.

MODELE

- **MSSCREEN**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	MSSCREEN
Wymiary żelu (W x L) [cm]	26 x 16 26 x 24 26 x 32
Wymiary urządzenia (W x D x H) [cm]	28 x 50 x 9
Max. pojemność próbek	26 x 16 cm - 336 próbek 26 x 24 cm - 504 próbek 26 x 32 cm - 672 próbek
Objętość buforu [mL]	1400
Dostępne grzebienie: Liczba próbek Grubość	28MC; 56MC 0,75; 1; 1,5; 2 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- grzebienie,
- saneczki do wylewania żeli z ogranicznikami,
- pokrywa,
- przewody zasilające,
- tacki do wylewania żeli,
- łopatki do żeli,
- zasilacze.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl