

TRANSILUMINATOR PROBLUEVIEW



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Dwukolorowy transiluminator wyposażony w oświetlacz światła białego do kolorymetrycznego obrazowania żeli i niebieski oświetlacz LED do barwników fluorescencyjnych. Mini transiluminator **proBLUEVIEW** sprawia, że nieporęczne transiluminatory UV i światła białego należą do przeszłości. Wyposażony w wydajne diody LED światła niebieskiego (470 nm) i białego (szeroka długość fali) oraz o wiele mniejszy rozmiar w porównaniu do tradycyjnych transiluminatorów UV, **proBLUEVIEW** jest idealnym narzędziem do obrazowania całej gamy żeli do elektroforezy, pozwalając zaoszczędzić na blacie laboratoryjnym. Oświetlenie LED oznacza, że starzenie się żarówki UV nie jest już problemem, a dzięki wbudowanej białej diodzie LED oddzielne płyty światła białego nie są już potrzebne. **ProBLUEVIEW** jest idealny do dydaktyki w laboratoriach na uniwersytetach i szkołach, w których przestrzeń jest ograniczona, a idealnym jest wyposażenie wielofunkcyjne. **proBLUEVIEW** jest kompatybilny z bezpiecznymi barwnikami DNA wzbudzonymi niebieskim światłem, a także z tradycyjnymi barwnikami, takimi jak bromek etydyny.

Właściwości:

- podwójne źródło światła niebieskiego i białego do wizualizacji żeli fluorescencyjnych i kolorymetrycznych,
- filtr magnetyczny kompatybilny z szeroką gamą barwników DNA,
- 3 stopniowa regulacja intensywności świecenia,
- wysokiej jakości obudowa aluminiowa,
- automatyczne wyłączanie zapobiega przegrzaniu,
- oświetlenie od dołu zapewnia równomierne podświetlenie próbek.

MODELE

- **proBLUEVIEW**

CERTYFIKATY

CE, ETL

SPECYFIKACJA

MODEL	proBLUEVIEW
Wymiary urządzenia (W x D x H) [cm]	18,5 x 22 x 3
Rozmiar filtra (W x L) [cm]	12 x 18
Źródło światła LED	wbudowane światło niebieskie i białe LED
Żywotność LED [godz.]	>30000
Max. emisji [nm]	470
Automatyczne wyłączanie	po 5 min
Typ filtra	bursztynowy 580 nm
Certyfikaty	CE / ETL

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl