


PID: 299-3

UID: 299-3

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2020 15:33



OSOCZE REFERENCYJNE VON WILLEBRANDA, NORMALNE



OPIS OGÓLNY

Osocze referencyjne von Willebranda, normalne. Ludzkie osocze standaryzowane, 1 mL, liofilizowane. Rozpuścić w 1 mL destylowanej wody. Pozostawić przez 10 minut w temp. pokojowej od czasu do czasu mieszając. Należy się upewnić, czy wszystkie części są dobrze rozpuszczone. Stabilne przez 4 godziny w temp. 2-8°C po rozpuszczeniu lub przez 30 dni w temp. -20°C.

MODELE

▪ 299-3

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl