


PID: 21255

UID: 21255

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2023 14:16



ZESTAW KALIBRACYJNY CKG12 - 21255 DO DENSYTOMETRÓW DEN-1, DEN-1B, DEN-600



OPIS OGÓLNY

Zestaw kalibracyjny **CKG12** do densytometrów DEN-1, **DEN-1B** oraz **DEN-600**:

- **21255 Densicheck Plus Standard** dla szklanych probówek o średnicy zewnętrznej 12 mm, zestaw zawiera standardy: 0,0 (ślepa); 0,5; 2,0 i 3,0 McFarland - trwałość 6-9 miesięcy.

MODELE

- **21255 Densicheck Plus Standard**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl