


PID: BS-050102-BK

UID: BS-050102-BK

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2024 12:33



ZESTAW KALIBRACYJNY CKG16 DO DENSYTOTETRÓW DEN-1, DEN-1B, DEN-600



OPIS OGÓLNY

Zestaw kalibracyjny do densytometrów **DEN-1**, **DEN-1B** oraz **DEN-600**:

- **CKG16** - dla szklanych probówek o średnicy 16 mm, zestaw zawiera standardy 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 i 4,0 McFarland.

MODELE

- **CKG16**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl