

# MIESZADŁO MECHANICZNE MM-1000



## INNE ZDJĘCIA



## OPIS OGÓLNY

Mieszadło mechaniczne **MM-1000** jest zaprojektowane do mieszania płynów o małej i średniej lepkości w objętości do 20 litrów. Ciche i niezawodne mieszadło umożliwia pracę ciągłą przez 7 dni. Urządzenie ma możliwość wykonywania trzech typów ruchu: obrotowego, postępowo zwrotnego, wibracyjnego. Mikroprocesorowa kontrola szybkości, czasu i innych parametrów ruchu umożliwia wykorzystanie każdego z typów ruchu oddzielnie lub łączenie ich w cykle.

Rodzaje cykli mieszadła **MM-1000**:

1. obrotowy,
2. posuwisto-zwrotny,
3. wibracyjny.

**Uwaga!** Do mieszadła należy dobrać podstawę i klamrę do której mocowane są końcówki mieszające.

## MODELE

- **MM-1000**

## CERTYFIKATY

ISO9001, CE

## SPECYFIKACJA

| MODEL                                 | MM-1000                                     |                        |                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Cyfrowe ustawianie czasu              | 1 min - 96 godz. (krok co 1 min) / non stop |                        |                 |
| Max. objętość cieczy (woda) [L]       | 20                                          |                        |                 |
| Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]   | 140 x 135 x 250                             |                        |                 |
| Waga [kg]                             | 2,4                                         |                        |                 |
| Zasilanie [V / Hz]                    | 230 / 50                                    |                        |                 |
| Pobór mocy [W]                        | 8,4                                         |                        |                 |
|                                       | cykl obrotowy                               | cykl posuwisto-zwrotny | cykl wibracyjny |
| Zakres regulacji prędkości [obr./min] | 40-1000                                     | -                      | -               |
| Kąt skrętu [°]                        | -                                           | 0-360 (krok co 30)     | 0-5 (krok co 1) |
| Czas [sek.]                           | 0-250                                       | 0-250                  | 0-5             |

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Dostępne wymienne łopatkki:

- **MP-1** (łopatkowe o wymiarach 70 x 70 mm),
- **MP-3** (śmigłowe, 3 ostrzowe średnica 50 mm),
- **MP-2** (śmigłowe, 2 ostrzowe średnica 60 mm),
- **MA-1** (kotwiczne, 2 ostrzowe średnica 90 mm, wysokość 48 mm),
- **MC-1** (wirówkowe średnica 50 mm),

oraz:

- podwójna klamra,
- pręt i podstawa

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
serwis@biogenet.pl