

PID: HYC-68A

UID: 062-05-1-HYC-68A-0

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2024 14:11



CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA +2 / +8°C HAIER BIOMEDICAL HYC-68A



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Chłodziarka farmaceutyczna +2 / +8°C **HYC-68A** firmy **Haier Biomedical** zapewnia bezpieczne przechowywanie próbek. Uniwersalna, cicha, podblatowa chłodziarka wyposażona w cyfrowy wyświetlacz, alarmy dźwiękowe i wizualne jest szeroko stosowana do przechowywania produktów biologicznych, szczepionek, leków, odczynników. Urządzenie znajduje zastosowanie m.in. w aptekach, zakładach farmaceutycznych, stacjach kwarantanny, laboratoriach, ośrodkach zdrowia publicznego i szpitalach.

Charakterystyka chłodziarki

- podblatowa,
- podstawa chłodziarki wyposażona w stopki,
- drzwi przeszkłone,
- energooszczędny węglowodorowy (HC) system chłodzenia,
- ergonomiczna konstrukcja,
- sterowanie mikroprocesorowe,
- wyświetlacz LED,
- regulacja temperatury z dokładnością do 0,1°C,
- wahania temperatury w zakresie $\pm 3^{\circ}\text{C}$,
- układ chłodzenia z wymuszony obiegiem powietrza oraz zoptymalizowany systemem dystrybucji powietrza zaprojektowane w celu osiągnięcia maksymalnej jednorodności i stabilności temperatury wewnątrz urządzenia,
- zoptymalizowana konstrukcja układu chłodzenia zapewniająca bardziej efektywne chłodzenie i szybki powrót do zadanej temperatury,
- wewnętrzne oświetlenie LED,
- złącze USB (opcja),

- bezpieczne zamknięcie zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi,
- czynnik chłodniczy przyjazny środowisku,
- przepust kablowy,
- automatyczne odszranianie,
- temperatura pracy gwarantowana przy 10-32°C oraz wilgotności poniżej 70%.

Właściwości alarmu

- alarm za wysokiej / niskiej temperatury,
- alarm otwartych drzwi,
- alarm błędu czujnika,
- alarm zaniku zasilania,
- trzy metody sygnalizacji alarmu (wizualny, dźwiękowy i zdalny).

MODELE

- **HYC-68A**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	HYC-68A
Pojemność [L]	68
Zakres temperatury [°C]	2-8
Półki / Kosze	2 / 1
Drzwi	przeszkłone
Poziom hałasu [dB(A)]	41
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	415 x 385 x 505
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	495 x 580 x 660
Waga (netto / brutto) [kg]	38 / 40
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- złącze USB

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl