

PID: 3xx.00 x01

UID: 014-07-1-Z-20x-A/H-0

Ostatnia aktualizacja: 27.11.2020 09:36

by **biogenet**

e **biogenet**

## MAŁE WIRÓWKI HERMLE Z 206 A / Z 207 A / Z 207 H



### INNE ZDJĘCIA



### OPIS OGÓLNY

Wirówki **firmy Hermle** idealnie sprawdzają się w przeprowadzaniu badań klinicznych.

Kompaktowa wirówka **Z 206 A** mieści do 12 x 15 mL probówek stożkowych lub okrągłodennych. Dostępne są także adaptory umożliwiające wirowanie probówek o mniejszej pojemności oraz rotor kątowy do 6 x 50 mL probówek. Wirówka wyposażona jest w silnik bezobsługowy (bezszcotkowy) oraz łatwy w obsłudze panel sterujący.

Mała wirówka **Z 207 A** jest idealna dla laboratoriów i gabinetów medycznych w których wirowana jest niewielka liczba próbek. Wyposażona jest w rotor kątowy umożliwiający wirowanie probówek o pojemności 8 x 15 mL, osiągając maksymalną prędkość 6800 obr./min. Posiada łatwy w obsłudze i przyjazny dla użytkownika panel sterowania z funkcją „Touch-Operation”.

Wirówka hematokrytowa **Z 207 H** jest odpowiednia dla małych laboratoriów. Umożliwia szybkie i łatwe oznaczenie frakcji erytrocytów we krwi (poziom hematokrytu). W bardzo krótkim czasie możliwe jest określenie wartości hematokrytu w 24 kapilarach jednocześnie. Po odwirowaniu wyraźnie widoczne są warstwy osocza i erytrocytów, a poziom hematokrytu można łatwo określić za pomocą czytnika. Unikalną cechą jest innowacyjny panel sterowania z funkcją "Touch".

**CENA DOTYCZY WIRÓWKI BEZ ROTORÓW** - O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ NASZYCH HANDLOWCÓW.

### MODELE

- **Z 206 A**
- **Z 207 A**
- **Z 207 H**

## CERTYFIKATY

CE, ISO9001, ISO13485, IVD

## SPECYFIKACJA

| MODEL                            | Z 206 A                                                                                                            | Z 207 A                  | Z 207 H                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Silnik bezszczotkowy             | tak                                                                                                                | tak                      | tak                       |
| Wskaźnik imbalance               | tak                                                                                                                | tak                      | tak                       |
| Automatyczne zamykanie pokrywy   | tak                                                                                                                | tak                      | tak                       |
| Mikroprocesorowy panel kontrolny | tak                                                                                                                | tak                      | tak                       |
| Wyświetlacz prędkości            | tak                                                                                                                | tak                      | tak                       |
| Wyświetlacz czasu pracy          | tak                                                                                                                | tak                      | tak                       |
| Ustawianie parametrów pokrętle   | tak                                                                                                                | tak                      | tak                       |
| Komora wirówki                   | stal nierdzewna                                                                                                    |                          |                           |
| Ustawianie czasu wirowania       | od 10 sek. do 99 godz. 59 min (do 60 min w krokach co 10 sek.; od 1 do 99 godz. w krokach co 1 min) / praca ciągła |                          |                           |
| Zakres prędkości [obr./min]      | 200-6000 ustawiane co 50                                                                                           | 200-6800 ustawiane co 50 | 200-13000 ustawiane co 50 |
| Max. przyspieszenie [x g]        | 4427                                                                                                               | 4445                     | 16058                     |
| Wymiary (W x D x H) [cm]         | 28 x 37 x 26                                                                                                       | 28 x 35 x 24             | 28 x 35 x 24              |
| Waga [kg]                        | 12                                                                                                                 | 8                        | 12,5                      |
| Zasilanie [V / Hz]               | 230 / 50                                                                                                           | 230 / 50                 | 230 / 50                  |
| Pobór mocy [W]                   | 100                                                                                                                | 50                       | 150                       |

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- rotory kątowe,
- rotor wychyłny,
- rotor hematokrytowy,
- adaptery na mniejsze pojemności.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
serwis@biogenet.pl