

PANELE FITO UV



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

W ramach kompleksowego wyposażenia laboratoriów zajmujących się hodowlą roślin oferujemy najnowocześniejsze, energooszczędne, specjalistyczne źródła światła zaprojektowane do celów hodowli roślin.

Panele **FITO PANEL UV** są dodatkowymi źródłami światła z zakresu promieniowania UV.

Mogą one być wykorzystywane razem z podstawowym oświetleniem diodami LED. Panel UV stanowi odrębną półkę oświetleniową lub może być zintegrowany z podstawowym panelem oświetleniowym.

Panele wyposażone są w źródła światła w zakresie promieniowania UV. Dostępne są półki z lampami jarzeniowymi dla trzech typów promieniowania UV czyli UVA, UVB oraz UVC. Źródło z promieniowaniem UVC nie jest wykorzystywane do hodowli, natomiast ma zastosowanie do sterylizacji.

W zależności od zastosowanego źródła promieniowania UV sterowanie źródłem odbywa się w cyklach dzień / noc (fotoperiod) – dla źródeł UVA i UVB lub w cyklach niezależnych dla UVC.

W przypadku zastosowania lamp z promieniowaniem UV w urządzeniach wbudowywane są funkcje zabezpieczające przed wpływem promieniowania UV na człowieka.

MODELE

- **FITO PANEL UV**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl