

PID: JBAxx

UID: 047-03-1-JBA-0

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024 09:24



ŁAŻNIE WODNE SERII GRANT JB ACADEMY



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Łaźnie wodne seria **JB Academy** firmy **Grant**.

- WYKONANIE - technologia Set and Forget™ - szybkie nagrzewanie, dokładność kontroli temperatury
- INTUICYJNE - łatwy w użytkowaniu sterownik, jasny, czytelny wyświetlacz
- JAKOŚĆ - 3 lata gwarancji. Projekt i wykonanie UK
- PRAKTYCZNE - blokada wyświetlacza, wyłącza przedni panel
- KOSZTY - zaawansowana ochrona przed uruchomieniem na sucho - oszczędność części zamiennych
- ZOPTYMALIZOWANE - podstawowe funkcje wybrane przez użytkownika

MODELE

- **JBA5**
- **JBA12**
- **JBA18**

CERTYFIKATY

SPECYFIKACJA

MODEL	JBA5	JBA12	JBA18
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	5	12	18
▪ pokrywy, ▪ kulki polipropylenowe, ▪ podnoszona półka, ▪ stelaż na gołębki, ▪ rozdzielnosc nastawiania temperatury [°C] ▪ taca uniwersalna. Zakres temperatury [°C]	od 5 powyżej temperatury otoczenia do +95		
		0,5	
Stabilność temperatury przy 70°C [°C]		±0,5	
Powierzchnia robocza (W x D) [mm]	Link do pliku źródłowego 281 x 131	306 x 281	281 x 485
Liczba punktów kalibracji zdefiniowanych przez użytkownika		1	1
Dren z kranem		brak	brak
BIOGENET ul. Parkingowa 1, Moc grzewcza [kW] 05-420 Józefów k./Otwocka	SPRZEDAŻ: tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98, 0 35 biogenet@biogenet.pl	SERWIS: tel. 22 463 80 47 do 49, 0,8 serwis@biogenet.pl	1 4
Waga [kg]	3	6	9
Wymiary (W x D x H) [mm]	335 x 215 x 200	360 x 380 x 225	335 x 570 x 275