

WORTEKS V-1 PLUS



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Worteks **V-1 plus** jest osobistą wytrząsarką doskonałą do delikatnego mieszania i energicznego zawieszania komórek oraz biologicznych i chemicznych składników roztworów dzięki wykorzystaniu mechanizmu mimośrodowego.

Urządzenie może pracować w dwóch trybach:

1. pracy ciągłej,
2. impulsowej (aktywowanej poprzez naciśnięcie probówką nasadki głowicy).

MODELE

- **V-1 plus**

CERTYFIKATY

ISO9001, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	V-1 plus
Zakres prędkości [obr./min]	500-3000
Głowica	przystosowana do probówek od 0,2 mL do 50 mL
Tryb pracy ciągłej	max 24 godz. (min. 1-godzinna przerwa między trybami)

Max. objętość wytrząsania [mL]	30
Średnica ruchu [mm]	4
Wymiary (W x D x H) [mm]	90 x 150 x 80
Waga [kg]	0,8
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór mocy [W]	3,8

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl