

WORTEKS MSV-3500 MULTI SPEED



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Worteks **Multi Speed MSV-3500** został zaprojektowany do delikatnego i intensywnego mieszania reagentów w plastikowych probówkach o różnych wielkościach i typach (0,2 mL do 50 mL).

Worteks **MSV-3500** jest zaprojektowany do pracy w laboratoriach naukowych działających na polu biochemii, biologii komórkowej i molekularnej.

Urządzenie posiada cztery wymienne platformy: na mikroprobówki typu Eppendorf, probówki 10 / 15 / 50 mL (średnica 12 / 16 / 30 mm). Platformy mogą być zamawiane oddzielnie lub jako zestaw z worteksem **MSV-3500**.

Kontrola prędkości i czasu odbywa się za pomocą mikroprocesorowego kontrolera. Wyświetlacz LCD w dwóch liniach wskazuje: nastawioną i rzeczywistą wartość prędkości i czasu.

Urządzenie zapewnia wysoką maksymalną prędkość obrotową platformy efektywnie mieszając mikroobjętości próbek (poniżej 5 μ L).

Przeznaczony do intensywnego mieszania komórek bakterii i drożdży, płukania medium z hodowli komórkowych, ekstrakcji metabolitów i enzymów z komórek i kultur komórkowych.

MODELE

- **Multi Speed MSV-3500**

CERTYFIKATY

ISO9001, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	MSV-3500 Multi Speed
Zakres prędkości [obr./min]	300-3500*
Regulacja czasu	0-60 min / non stop
Wyświetlacz	LCD
Średnica ruchu [mm]	4
Max. obciążenie [kg]	0,2
Max. czas pracy w trybie ciągłym [godz.]	8
Wymiary (W x D x H) [mm]	180 x 170 x 145
Waga [kg]	2,6
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór mocy [W]	12

*maksymalna prędkość zależna od obciążenia

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Platformy:

- **SV-4/30** (4 x 50 mL),
- **SV-10/10** (10 x 10 mL),
- **SV-16/8** (16 x 1,5 mL + 8 x 0,2 mL),
- **SV-8/15** (8 x 15 mL).

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl