

PID: 395

UID: 395

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020 14:22



CHRONO-LUME



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Odczynnik do pomiaru uwalniania ATP. Każda fiolka zawiera 0,2 mg lucyferyny, 22.000 U d-lucyferazy, siarczan magnezu, albuminę ludzką, stabilizatory i bufor.

MODELE

▪ 395

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl