

PID: 299-1

UID: 299-1

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2022 17:13



RYSTOCETYNA 7,5 MG/FIOLKĘ



OPIS OGÓLNY

Rystocetyna (7,5 mg/fiolkę). Przechowywać w temp. 2-8°C. Rozpuścić w 0,75 mL destylowanej wody aby otrzymać stężenie końcowe 10 mg/mL. Pozostawić w temperaturze pokojowej (21°C ?4°C) od czasu do czasu mieszając przez 10-15 minut. Należy się upewnić, czy wszystkie części są dobrze rozpuszczone. Rozporcować i przechowywać w temp. -20°C lub niższej.

MODELE

▪ 299-1

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl