

PID: BS-010126-xK

UID: BS-010126-xK

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2024 12:33



KLAMRY FC-50, FC-100, FC-250, FC-500, FC-1000 I FC-2000 DO WYTRZĄSARKI PSU-20I ORAZ ES-20/60



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Klamry do platformy **UP-168** pasujące do:

a) wytrząsarki **PSU-20i**:

- FC-50 - na butelki 50 mL,
- FC-100 - na butelki 100 mL,
- FC-250 - na butelki 250 mL,
- FC-500 - na butelki 500 mL,
- FC-1000 - na butelki 1000 mL,
- FC-2000 - na butelki 2000 mL.

b) inkubatora z wytrząsaniem: **ES-20/60**:

- FC-50 - na butelki 50 mL,
- FC-100 - na butelki 100 mL,
- FC-250 - na butelki 250 mL,
- FC-500 - na butelki 500 mL,

- FC-1000 - na butelki 1000 mL.

CENA ZA 1 szt.

MODELE

- FC-100
- FC-250
- FC-500
- FC-1000
- FC-2000

SPECYFIKACJA

Maksymalna liczba klamer dla platformy UP-168		
	do ES-20/60	do PSU-20i
2000 mL	-	4
1000 mL	4	6
500 mL	9	9
250 mL	9	13
100 mL	16	23
50 mL	16	23

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl