

PID: BS-010167-xK

UID: BS-010167-xK

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2024 12:33



KLAMRY HSC-50, HSC-100, HSC-250, HSC-500 I HSC-1000 DO WYTRZĄSARKI ES-20/80 I ES-20/80C



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Klamry do platformy **UP-168** pasujące do wytrząsarki **ES-20/80** i **ES-20/80C**.

CENA ZA 1 szt.

MODELE

- **HSC-50**
- **HSC-100**
- **HSC-250**
- **HSC-500**
- **HSC-1000**

SPECYFIKACJA

Maksymalna liczba klamer dla platformy UP-168	
	do ES-20/80 oraz ES-20/80C
1000 mL	4
500 mL	9
250 mL	9
100 mL	16

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl