

PID: BS-010135-JK

UID: BS-010135-JK

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2024 12:33



PLATFORMA UP-168 DO WYTRZĄSARKI PSU-20I, ES-20/60, ES-20/80 ORAZ ES-20/80C



OPIS OGÓLNY

Uniwersalna platforma **UP-168** do montowania klamr na różne typy szkła laboratoryjnego do wytrząsarki **PSU-20i**, **ES-20/60**, **ES-20/80** oraz **ES-20/80C**. Umożliwiają **jednoczesne wytrząsanie szkła różnej pojemności w zakresie 100-1000 mL**.

Wymiary platformy: 360 x 400 mm

Maksymalna pojemność platformy:

- 30 x 100 mL
- 16 x 250 mL
- 9 x 500 mL
- 6 x 1000 mL

BEZ KLAMR

MODELE

- **UP-168**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl