

ŁĄŻNIE WODNE SERII GRANT SBB AQUA PLUS



OPIS OGÓLNY

Seria **SBB Aqua Plus firmy Grant** to wysokiej jakości analogowe łaźnie wodne do bezpośredniego zanurzenia próbek. Zapewniają stałą temperaturę 100°C nie doprowadzając do gwałtownego wrzenia oraz nadmiernego wytwarzania pary.

Właściwości:

- dostępne 3 modele analogowych łaźni z wannami ze stali nierdzewnej (5, 12 lub 26 litrów),
- solidna i niezawodna konstrukcja łaźni pozwala na bezawaryjną pracę podczas codziennego użytku,
- w standardzie poliwęglanowa pokrywa,
- zapewnione stałe utrzymanie poziomu cieczy,
- nastawny regulator energii pozwala na stałe i ciągłe wrzenie cieczy,
- szeroka gama dostępnych akcesoriów w zależności od zastosowania łaźni,
- zabezpieczenie przed pracą bez cieczy,
- perforowana taca pozwala na równomierne rozprowadzanie temperatury.

MODELE

- **SBB AQUA 5 PLUS**
- **SBB AQUA 12 PLUS**
- **SBB AQUA 26 PLUS**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001

SPECYFIKACJA

MODEL	SBB Aqua 5 Plus	SBB Aqua 12 Plus	SBB Aqua 26 Plus
Pojemność [L]	5	12	26
Min. / Max. głębokość cieczy [mm]	50 / 125	50 / 125	70 / 125
Zakres temperatury [°C]	100 (wyłącznie)		
Nastawianie temperatury / regulacja energii	analogowe		
Powierzchnia robocza (W x D) [mm]	290 x 145	290 x 315	290 x 495
Moc grzewcza [kW]	1,5	1,5	2,0
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	290 x 145 x 105	290 x 315 x 105	209 x 495 x 155
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	385 x 250 x 375	385 x 345 x 440	385 x 600 x 445

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- pokrywy,
- kulki polipropylenowe,
- podnoszona półka,
- taca uniwersalna,
- stelaże na próbówki.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl