

PID: BS-010108-AK

UID: BS-010108-AK

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2024 12:33



PLATFORMA UP-12 DO WYTRZĄSARKI ES-20, PSU-10I I CPS-20



OPIS OGÓLNY

Platforma **UP-12** uniwersalna z regulowanymi uchwytami na różne rodzaje szkła laboratoryjnego do wytrząsarki **ES-20, PSU-10i i CPS-20**.

Wymiary platformy: 270 x 185 x 40 mm

MODELE

- **UP-12**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl