

PID: SAPxx

UID: 047-03-1-SUB-0

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024 09:24



ŁAŻNIE WODNE SERII GRANT SUB AQUA PRO



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Łaźnie wodne serii **SUB Aqua Pro** firmy Grant.

- WYKONANIE - technologia Set and Forget™ - szybkie nagrzewanie, dokładność kontroli temperatury
- PRECYZJA - doskonała stabilność temperatury - $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- JAKOŚĆ - 3 lata gwarancji. Projekt i wykonanie UK
- OCHRONA - definiowany przez użytkownika alarm wysokiej temperatury - ochrona próbek
- WYGODA - dren z kranem, taca i pokrywa w zestawie
- ZOPTYMZALIZOWANE - technologia grzanej maty - optymalna przestrzeń pracy i łatwe czyszczenie
- KOSZTY - zaawansowana ochrona przed uruchomieniem na sucho - oszczędność części zamiennych
- WZMOCNIENIE - 3 wstępnie ustawione programy, timer, kalibracja 2-punktowa

MODELE

- SAP 2
- SAP 2S
- SAP 5
- SAP 12
- SAP 18
- SAP 26
- SAP 34

CERTYFIKATY

CE, ISO9001

SPECYFIKACJA

MODEL	SAP2	SAP2S (wąska)	SAP5	SAP12	SAP18	SAP26	SAP34	SAPD (dwukomorowa)
Pojemność [L]	2	2	5	12	18	26	34	5 i 12
Zakres temperatury [°C]	od 5 powyżej temperatury otoczenia do +99							
Rozdzielczość nastawiania temperatury [°C]	0,1							
Stabilność temperatury przy 70°C [°C]	±0,2							
Powierzchnia robocza (W x D) [mm]	131 x 117	289 x 139	281 x 131	306 x 281	281 x 485	278 x 481	281 x 635	281 x 131 i 306 x 281
Dren z kranem	-	-	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Moc grzewcza [kW]	0,25	0,35	0,35	0,8	1,05	1,05	1,3	1,15
Timer (z alarmem) [min]	1-999							
Wymiary (W x D x H) [mm]	185 x 200 x 200	335 x 215 x 150	335 x 215 x 200	360 x 380 x 225	335 x 590 x 275	335 x 590 x 275	335 x 770 x 275	545 x 380 x 225
Waga [kg]	3	3	3	6	9	9	14,5	9

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- pokrywy,
- kulki polipropylenowe,
- podnoszona półka,
- taca uniwersalna,
- stelaże na próbówki.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl