

MIESZADŁO MECHANICZNE MM-1000



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Mieszadło mechaniczne **MM-1000** jest zaprojektowane do mieszania płynów o małej i średniej lepkości w objętości do 20 litrów. Ciche i niezawodne mieszadło umożliwia pracę ciągłą przez 7 dni. Urządzenie ma możliwość wykonywania trzech typów ruchu: obrotowego, postępowo zwrotnego, wibracyjnego. Mikroprocesorowa kontrola szybkości, czasu i innych parametrów ruchu umożliwia wykorzystanie każdego z typów ruchu oddzielnie lub łączenie ich w cykle.

Rodzaje cykli mieszadła **MM-1000**:

1. obrotowy,
2. posuwisto-zwrotny,
3. wibracyjny.

Uwaga! Do mieszadła należy dobrać podstawę i klamrę do której mocowane są końcówki mieszające.

MODELE

- **MM-1000**

CERTYFIKATY

ISO9001, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	MM-1000		
Cyfrowe ustawianie czasu	1 min - 96 godz. (krok co 1 min) / non stop		
Max. objętość cieczy (woda) [L]	20		
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	140 x 135 x 250		
Waga [kg]	2,4		
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50		
Pobór mocy [W]	8,4		
	cykl obrotowy	cykl posuwisto-zwrotny	cykl wibracyjny
Zakres regulacji prędkości [obr./min]	40-1000	-	-
Kąt skrętu [°]	-	0-360 (krok co 30)	0-5 (krok co 1)
Czas [sek.]	0-250	0-250	0-5

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Dostępne wymienne łopatkki:

- **MP-1** (łopatkowe o wymiarach 70 x 70 mm),
- **MP-3** (śmigłowe, 3 ostrzowe średnica 50 mm),
- **MP-2** (śmigłowe, 2 ostrzowe średnica 60 mm),
- **MA-1** (kotwiczne, 2 ostrzowe średnica 90 mm, wysokość 48 mm),
- **MC-1** (wirówkowe średnica 50 mm),

oraz:

- podwójna klamra,
- pręt i podstawa

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl