

PIPETY AUTOMATYCZNE MECHANICZNE OVATION® M



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Pipety **Ovation® M (Mechanical Volume Adjust)** łączą ergonomiczną wydajność z możliwością ustawienia objętości w konwencjonalny, analogowy sposób. Wyprofilowany kształt i regulowany zaczep (hak) oznaczają dopasowanie dla każdego użytkownika w laboratorium. Unikalna konstrukcja sprzyja utrzymaniu prawidłowej postawy podczas pipetowania, neutralnej pozycji przedramienia i nadgarstka, co pozytywnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Znaczenie mniejsza siła pipetowania jest również uzyskiwana dzięki idealnie dopasowanym końcówkom, opatentowanemu systemowi nakładania i usuwania końcówek oraz małej sile nacisku na spust/tłok pipety. Każda pipeta jest fabrycznie skalibrowana, aby dokładnie i precyzyjnie dozować ciecze i może być z łatwością zmieniana przez użytkownika w przypadku pipetowania cieczy lepkich i lotnych.

Właściwości:

- **Ovation® M** są jak drugie rękawiczki, idealnie dopasowane do dłoni,
- minimalna siła nacisku kciuka na tłok pozwala na ręczne sterowanie prędkością pobierania i dozowania,
- analogowe okienko zmiany objętości (dla lubiących tradycję),
- wbudowany otwieracz wieczek probówek PCR i mikroprobówek,
- łatwa kalibracja dla każdego - nie jest wymagane przesyłanie pipety do serwisu.

MODELE

- **Ovation® M** zmiennopojemnościowe o poj.:
 - 0,2-2 µL

- 1-10 µL
- 2-20 µL
- 10-100 µL
- 20-200 µL
- 100-1000 µL

- **Ovation® M Core Group** (10 µL, 100 µL, 1000 µL)
- **Ovation® M Starter Set** (2 µL, 20 µL, 200 µL, 1000 µL)

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, ISO17025, ISO8655

SPECYFIKACJA

Ovation® M Nr kat.	Zakres objętości [µL]	Przyrost dozowania [µL]	Dokładność [%]	Precyzyjność [%]	Kolor
1070-0002	0,2-2	0,002	±1,5 dla 2 µL ±2,7 dla 1 µL ±9 dla 0,2 µL	±0,9 dla 2 µL ±1,8 dla 1 µL ±7,6 dla 0,2 µL	czerwony
1070-0010	1-10	0,01	±1 dla 10 µL ±1,5 dla 5 µL ±2,5 dla 1 µL	±0,4 dla 10 µL ±0,6 dla 5 µL ±1,2 dla 1 µL	pomarańczowy
1070-0020	2-20	0,02	±1 dla 20 µL ±1,5 dla 10 µL ±7 dla 2 µL	±0,3 dla 20 µL ±0,5 dla 10 µL ±2 dla 2 µL	żółty
1070-0100	10-100	0,1	±0,8 dla 100 µL ±0,8 dla 50 µL ±3,5 dla 10 µL	±0,15 dla 100 µL ±0,24 dla 50 µL ±1 dla 10 µL	zielony
1070-0200	20-200	0,2	±0,8 dla 200 µL ±0,8 dla 100 µL ±2,5 dla 20 µL	±0,15 dla 200 µL ±0,25 dla 100 µL ±1 dla 20 µL	niebieski
1070-1000	100-1000	1	±0,8 dla 1000 µL ±0,8 dla 500 µL ±3 dla 100 µL	±0,15 dla 1000 µL ±0,2 dla 500 µL ±0,6 dla 100 µL	fioletowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- wymienne końcówki,
- statywy,
- pudełka na reagenty.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl