

PID: BS-010412-AAA

UID: 002-03-1-TDB-100-0

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2024 15:28



TERMOBLOK BIOSAN BIO TDB-100



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Termoblok **BioTDB-100 firmy Biosan** jest łatwym w obsłudze eleganckim, zwartym urządzeniem przeznaczonym dla procesów długiej inkubacji w różnych temperaturach. Uniwersalny aluminiowy blok może pomieścić trzy najbardziej popularne rodzaje mikroprobówek.

Urządzenie jednocześnie pokazuje ustawione i rzeczywiste parametry czasu i temperatury.

MODELE

▪ Bio TDB-100

Uwaga! Termoblok nie posiada pokrywy.

CERTYFIKATY

ISO9001, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	TDB-100
Zakres temperatury [°C]	+25 do +100
Zakres kontroli temperatury [°C]	5 powyżej temperatury otoczenia do +100
Rozdzielczość nastawienia temperatury [°C]	0,1
Stabilność temperatury [°C]	±0,1
Równomierny rozkład temperatury (w +37°C) [°C]	±0,1

Zakres współczynnika kalibracji temperatur	0,936 do 1,063 ($\pm 0,063$)
Timer cyfrowy	1 min - 96 godz. (krok co 1 min) / non stop
Średnica bloku [mm]	130
Głębokość bloku [mm]	45
Wyświetlacz	dwuliniowy LCD
Wbudowany standardowy blok na 49 probówek	24 x 2/1,5 mL 15 x 0,5 mL 10 x 0,2 mL
Wymiary (W x D x H) [mm]	210 x 230 x 115
Waga [kg]	2,8
Zasilanie [V / Hz / W]	230 / 50 / 200

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl