

PID: BS-010xxx

UID: 002-08-1-APx-0

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024 11:35



PIPETY AUTOMATYCZNE JEDNOKANAŁOWE BIOSAN ASSIST



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Pipety Biosan Assist

Pipety automatyczne jednokanałowe serii Assist zostały zaprojektowane do mierzenia i przenoszenia objętości od 0,1 μ L do 10000 μ L w zależności od modelu.

Pipety wyposażone są w analogowy licznik, który pokazuje objętość pipety. Ustawianie pojemności odbywa się poprzez przekręcanie pokrętki lub czarnego pokrętki regulacyjnego w odpowiednim kierunku. Zakres pojemności danej pipety pokazywany jest na tłoku.

Najważniejsze cechy:

- profilowany kształt i lekka waga,
- zapewnienie dokładności i precyzji,
- odporność na promieniowanie UV i w pełni autoklawowalne,
- pojemności 5 i 10 mL chronione filtrem,
- kolorowe kodowanie w celu łatwej identyfikacji,
- regulacja wysokości systemu zrzutu w celu dopasowania do końcówek różnych producentów,
- podwójne ustawianie objętości za pomocą przycisku lub pokrętki,
- system delikatnej sprężyny zapewniający płynne i łatwe pipetowanie.

MODELE

- AP2
- AP10

- AP20
- AP50
- AP100
- AP200
- AP250
- AP1000
- AP5000
- AP10000

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	Objętość [μL]	Dokładność [%]	Precyzyjność [%]	Kolor
AP2	0,1	±12,0	±6,0	czerwony
	1,0	±2,7	±1,3	
	2,0	±1,5	±0,7	
AP10	0,5	±4,0	±2,8	czerwony
	5,0	±1,0	±0,6	
	10,0	±0,5	±0,4	
AP20	2	±3,0	±1,5	żółty
	10	±1,0	±0,5	
	20	±0,8	±0,3	
AP50	5	±2,5	±2,0	żółty
	25	±1,0	±0,6	
	50	±0,8	±0,4	
AP100	10	±1,6	±0,80	żółty
	50	±0,8	±0,24	
	100	±0,8	±0,20	
AP200	20	±1,2	±0,60	żółty
	100	±0,8	±0,25	
	200	±0,6	±0,20	
AP250	50	±1,0	±0,4	zielony
	125	±0,8	±0,3	
	250	±0,6	±0,3	
AP1000	100	±1,6	±0,40	niebieski
	500	±0,7	±0,20	
	1000	±0,6	±0,15	
AP5000	500	±1,2	±0,50	biały
	2500	±0,6	±0,20	
	5000	±0,5	±0,15	
AP10000	1000	±2,5	±0,6	biały
	5000	±0,8	±0,3	
	10000	±0,5	±0,2	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- statyw karuzelowy,
- statyw szeregowy (na jedną lub maksymalnie 4 pipety),
- wymienne końcówki pipet.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl