

PIPETY AUTOMATYCZNE CYFROWE JEDNOKANAŁOWE ZMIENNOPOJEMNOŚCIOWE OVATION® QS



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Pipety **Ovation® QS (Quick Set Digital Volume Adjust)** nie wyglądają jak tradycyjne pipety, spowodowane jest to całkowicie zmienioną koncepcją postrzegania pipetowania. Firma **VistaLab** opracowała system dzięki któremu pracuje się bez skręcania nadgarstka i ramion, jest całkowicie ergonomiczny. Pipetami **Ovation® QS** można pracować wiele godzin bez zmęczenia ręki, pleców i szyi. Jest to pierwsza pipeta, która redukuje dyskomfort, zmęczenie i urazy w czasie pracy, zwiększając skuteczność i dokładność.

Pipety cyfrowe, zmiennopojemnościowe występują w 6 najczęściej stosowanych pojemnościach: 0,2-2 μ L, 1-10 μ L, 2-20 μ L, 10-100 μ L, 20-200 μ L, 100-1000 μ L. Inne pojemności mogą być precyzyjnie ustawione wzrastająco z całego zakresu danej pipety. Niskie położenie ręki i nadgarstka, kształt dopasowany do dłoni pozwala dokładnie kontrolować proces pobierania płynów i prędkość wydmuchu przy minimalnej sile. Jest to szczególnie istotne podczas pracy z próbkami zawierającymi komórki, o łatwo uszkodzanych błonach komórkowych, a także płynach łatwo ulegających spienieniu.

MODELE

Pipety **Ovation® QS** o poj.:

- 0,2-2 μ L
- 1-10 μ L
- 2-20 μ L
- 10-100 μ L
- 20-200 μ L

- 100-1000 μL
- Ovation Adjustable Starter Pack

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, ISO17025, ISO8655

SPECYFIKACJA

Ovation® QS Nr kat.	Zakres objętości [μL]	Przyrost dozowania [μL]	Dokładność [%]	Precyzyjność [%]	Kolor
1057-0002	0,2-2	0,002	$\pm 1,5$ dla 2 μL $\pm 2,7$ dla 1 μL ± 9 dla 0,2 μL	$\pm 0,9$ dla 2 μL $\pm 1,8$ dla 1 μL $\pm 7,6$ dla 0,2 μL	czerwony
1057-0010	1-10	0,01	± 1 dla 10 μL $\pm 1,5$ dla 5 μL $\pm 2,5$ dla 1 μL	$\pm 0,4$ dla 10 μL $\pm 0,6$ dla 5 μL $\pm 1,2$ dla 1 μL	pomarańczowy
1057-0020	2-20	0,02	± 1 dla 20 μL $\pm 1,5$ dla 10 μL ± 7 dla 2 μL	$\pm 0,3$ dla 20 μL $\pm 0,5$ dla 10 μL ± 2 dla 2 μL	żółty
1057-0100	10-100	0,1	$\pm 0,8$ dla 100 μL $\pm 0,8$ dla 50 μL $\pm 3,5$ dla 10 μL	$\pm 0,15$ dla 100 μL $\pm 0,24$ dla 50 μL ± 1 dla 10 μL	zielony
1057-0200	20-200	0,2	$\pm 0,8$ dla 200 μL $\pm 0,8$ dla 100 μL $\pm 2,5$ dla 20 μL	$\pm 0,15$ dla 200 μL $\pm 0,25$ dla 100 μL ± 1 dla 20 μL	niebieski
1057-1000	100-1000	1	$\pm 0,8$ dla 1000 μL $\pm 0,8$ dla 500 μL ± 3 dla 100 μL	$\pm 0,15$ dla 1000 μL $\pm 0,2$ dla 500 μL $\pm 0,6$ dla 100 μL	fioletowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- wymienne końcówki,
- statywy,
- pudełka na reagenty.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl