

PID: BS-060102-AK

UID: BS-060102-AK

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2024 14:48



4-KANAŁOWY REJESTRATOR DO PŁUCZKEK IW-8 I 3D-IW8



Medical-Biological
Research & Technologies

OPIS OGÓLNY

4-kanałowy rejestrator **4CHW Logger** umożliwia automatyczną kontrolę objętości dozowanego i odsysanego płynu. Wskazuje w procentach pozostałą objętość każdej butelki oraz daje ostrzeżenia w przypadku małej objętości roztworu płuczącego lub przepełnienia butelki na odpady.

MODELE

- **4CHW Logger**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl