

WORTEKS V-32



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Multi-Vortex V-32 jest przeznaczony do intensywnego mieszania komórek bakterii i drożdży, przepłukiwania podłoży hodowlanych, ekstrakcji metabolitów i enzymów z komórek i hodowli komórkowych. Od modelu V-1 plus odróżnia go możliwość mieszania do 32 probówek jednocześnie. Posiada wymienne platformy dla różnych probówek typu Eppendorf.

Worteks **V-32** jest przydatny do:

- wykonywania różnych operacji na DNA - rozbijanie kompleksów białkowych,
- oczyszczania niskocząsteczkowych fragmentów DNA/RNA w diagnostyce metodą PCR.

Urządzenie pracuje w dwóch trybach:

- pracy ciągłej,
- pracy impulsywnej.

V-32 dostarczany jest z platformą uniwersalną PV-32 na 32 probówki typu Eppendorf do 1,5 mL (1,5 / 0,5 / 0,2 mL - 16 / 8 / 8) oraz platformą PL-1 do mieszania pojedynczej probówki do 50 mL.

MODELE

- **Multi-Vortex V-32**

CERTYFIKATY

SPECYFIKACJA

MODEL	V-32
Zakres prędkości [obr./min]	500-3000
Czas przyspieszania [sek.]	3
Średnica ruchu [mm]	2
Max. obciążenie [g]	70
Max. czas pracy w trybie ciągłym [godz.]	8
Wymiary (W x D x H) [mm]	120 x 180 x 100
Waga [kg]	1,5
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór mocy [W]	3,8
Standardowe platformy	PL-1 (1 x 15 mL) PV-32 (1,5 / 0,5 / 0,2 - 16 / 8 / 8)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Opcjonalne platformy:

- **PV-6/10** (6 x 10 mL),
- **PV-48** (2 x 3 paski 0,2 mL).

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl