

DEWARY NA LN2 IC BIOMEDICAL SERIA LD



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Pojemniki **serii LD** firmy **IC Biomedical** (dawniej **Worthington Industries by Taylor-Wharton**) przeznaczone są do przechowywania i nalewania ciekłego azotu. Dostępne są pojemniki do bezpiecznego nalewania małych ilości ciekłego azotu:

- pojemnik **Classic 25** o sferycznym kształcie do łatwiejszego nalewania azotu,
- pojemnik **LD5** z bardzo dużą średnicą otworu, a przez to łatwiejszym dostępem do azotu.

Akcesoria zawierają: niskociśnieniowy system wypompowywania azotu, podstawę umożliwiającą przechylenie pojemnika oraz do wybranych modeli - podstawa na kółkach do łatwego przemieszczania pojemnika.

MODELE

- **LD4**
- **CryoCE LD4**
- **LD5**
- **CryoCE LD5**
- **LD10**
- **CryoCEL D10**
- **LD25**

- CryoCE LD25
- Classic 25
- CryoCE Classic 25
- LD35
- CryoCE LD35
- LD50
- CryoCE LD50

CERTYFIKATY

ISO9001, MDD, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	LD4	LD5	LD10	LD25	CLASSIC 25	LD35	LD50
Statyczny czas utrzymywania [w dniach]	10	6	45	109	119	152	122
Prędkość parowania [L/24h]	0,4	0,77	0,22	0,23	0,21	0,23	0,41
Objętość LN2 [w litrach]	4	5	10	25	25	35	50
Waga pojemnika [kg]	3	3,1	6,6	10,5	8,6	16	17,6
Waga pojemnika pełnego [kg]	6,2	7,2	14,7	30,8	28,9	44,3	58
Średnica otworu wlewowego [mm]	30	142	51	64	51	64	64
Wysokość zewnętrzna [mm]	432	445	597	655	582	668	823
Średnica zewnętrzna [mm]	193	193	290	396	394	475	475

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- podstawa na kółkach - modele: LD25, CLASSIC 25, LD35, LD50,
- podstawa wylewania - model LD25,
- urządzenie do poboru LN2 z separatorem faz - modele: LD25, LD35, LD50,
- wąż kriogeniczny - modele: LD5, LD10, LD25, LD35, LD50.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl