

PID: runVIEW Mini

UID: 060-10-1-runVIEW-Mini-2-0

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2022 15:11



TRANSILUMINATOR RUNVIEW MINI



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Mini iluminator **runVIEW Mini** używa bezpiecznego światła niebieskiego zarówno do obrazowania żeli barwionych bromkiem etydydny, jak i barwnikami nowej generacji jak np. runSAFE. Można go umieszczać pod każdą komorą do elektroforezy, ale idealnie pasuje do komór MultiSUB w rozmiarach MINI i MIDI. System jest wyposażony w pomarańczowe okienko filtra do wizualizacji DNA w czasie rzeczywistym w komorze z żelem. System może być również używany jako samodzielny transiluminator z żelem umieszczonym bezpośrednio na iluminatorze.

Właściwości:

- światło LED o dużej intensywności pozwala na obrazowanie żeli barwionych różnymi barwnikami,
- idealnie pasuje pod zbiorniki multiSUB MINI i MIDI do bezpośredniego obrazowania,
- kompatybilny z systemem runSAFE, komercyjnymi barwnikami i bromkiem etydydny.

MODELE

- **RVMINI** - mini transiluminator światła niebieskiego, 11,2 x 7,4 cm z filtrem
- **RVMINISYS - MSMINIDUO** - z pomarańczowym filtrem i RVMINI
- **RVMIDISYS - MSMIDIDUO** - z pomarańczowym filtrem i RVMIDI

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	runVIEW Mini
Wymiary (W x D x H) [cm]	ok. 8,6 x 17,0 x 2,5
Powierzchnia obrazowania (W x L) [cm]	ok. 11,2 x 7,46
Źródło światła niebieskiego [W]	20
Długość fali [nm]	470
Automatyczne wyłączanie	po 6 min
Materiał obudowy	aluminium
Zasilanie	DC 12 V, 2 A
Waga [g]	ok. 338

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- pomarańczowy filtr do MSMINI / MSMIDI.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl