


PID: 299-2

UID: 299-2

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2022 17:13



LIOFILIZOWANE PŁYTKI LUDZKIE



OPIS OGÓLNY

Liofilizowane ludzkie płytki krwi, 6 mL. Rozpuścić w 6 mL buforu soli fizjologicznej (TBS). Pozostawić na 10 minut przed użyciem. koniecznie, przed każdym użyciem zmieszać delikatnie przez odwrócenie probówki. Przechowywać w temp. 2-8°C. Stabilne przez 30 dni po rozpuszczeniu w temp. 2-8°C lub powyżej 30 dni zamrożone.

MODELE

▪ 299-2

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl