

PID: 299-5

UID: 299-5

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020 14:23



SÓL FIZJOLOGICZNA ZBUFOROWANA (TBS)



OPIS OGÓLNY

Zbuforowana sól fizjologiczna (Tris Buffered Saline - TBS) 12 mL. Używa się do rozpuszczenia liofilizowanych płytek krwi. Przechowywać w temp. 2-8°C. Nie używać po upływie terminu ważności.

MODELE

▪ 299-5

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl