

PID: VT-78-u

UID: 063-05-1-VT-78-u-0

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2024 13:02



ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA -86°C VESTFROST VT 78 (PRODUKT UŻYWANY)



OPIS OGÓLNY

Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C **VT 78** firmy **Vestfrost**.

Urządzenie używane po wynajmie długoterminowym.

Stan techniczny – bardzo dobry.

Stan wizualny – niewielkie ślady użytkowania.

Urządzenie w pełni sprawdzone w serwisie firmy Biogenet. Sprawne w 100%.

Udzielamy gwarancji rozruchowej na 1 miesiąc od daty zakupu.

Charakterystyka zamrażarki:

- pozioma - skrzyniowa,
- podstawa zamrażarki wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania,
- zamknięcie na klucz,
- podtrzymanie bateryjne,
- przepust kablowy,
- sterownik mikroprocesorowy,
- energooszczędna,
- stabilna i jednolita temperatura,

Właściwości alarmu:

- alarm za wysokiej / niskiej temperatury,
- alarm uszkodzenia sondy,
- alarm zaniku zasilania.

SPECYFIKACJA

MODEL	VT 78 (produkt używany)
Pojemność (netto) [L]	71
Zakres temperatury [°C]	-86 / -20
Ilość stelaży (ilość pudełek w jednym stelażu)	4 (7)
Maksymalna ilość pudełek 50 mm	28
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	387 x 387 x 466

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	555 x 555 x 870
Waga (netto) [kg]	45
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl