

PID: CX-CXR

UID: 065-06-1-CX-0

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2022 12:47



ZBIORNIKI LN2 TRANSPORTOWE IC BIOMEDICAL SERIA CX



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Pojemniki do transportu w ciekłym azocie CryoExpress i CryoFlight.

Zastosowanie unikalnego absorbentu w każdym z pojemników **serii CX** firmy **IC Biomedical** (dawniej **Worthington Industries by Taylor-Wharton**) zapobiega rozlewaniu się cieczy kriogenicznej podczas transportu. Pojemnik każdego rozmiaru zapewnia doskonały czas utrzymania temperatury dla bezpiecznego i wygodnego przesyłania biologicznego oraz innego materiału.

Seria CX została zaprojektowana tak, aby spełniała wymagania międzynarodowych przepisów transportu lotniczego dla przesyłania materiałów kriogenicznych drogą powietrzną.

Seria CXR posiada wewnątrz dodatkowo wymienialny materiał adsorpcyjny.

MODELE

- **CryoCE CX100**
- **CX100**
- **CryoCE CXR100**
- **CXR100**
- **CryoCE CXR500**
- **CXR500**

CERTYFIKATY

SPECYFIKACJA

MODEL	CX100	CXR100	CXR500
Statyczny czas utrzymywania [w dniach]	22	16	11
Czas pracy [w dniach]	17	11	7
Prędkość parowania [L/24h]	0,19	0,23	0,64
Objętość LN2 absorbowana [w litrach]	4,1	3,7	7,0
Waga pojemnika [kg]	5,3	5,3	13,6
Waga pojemnika pełnego (bez kanistrów) [kg]	8,6	8,3	19,3
Średnica otworu wsadowego [mm]	71	91	216
Wysokość zewnętrzna [mm]	467	493	683
Średnica zewnętrzna [mm]	234	234	391
Ilość kanistrów	1	1	-
Wymiary kanistra	67 x 279	67 x 279	-
Ilość probówek 2mL	102	102	500
Ilość słomek luzem; 0,25mL (2 poziomy)	980	980	-
Ilość słomek luzem; 0,5mL (1poziom)	280	280	-
Walizka transportowa (opcjonalnie)	TAK	TAK	TAK
Ośłona kartonowa (opcjonalnie)	TAK	NIE	NIE
Stelaż z 5 półkami (opcjonalnie)	NIE	NIE	TAK

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- walizka transportowa,
- osłona kartonowa,
- stelaż z 5 półkami.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl