

PID: BS-010126-CK

UID: BS-010126-CK

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2024 12:17



PLATFORMA PŁASKA 2-POZIOMOWA PP-20/2 DO WYTRZĄSARKI PSU-20i



OPIS OGÓLNY

Platforma **PP-20/2** płaska 2-poziomowa z matą gumową do wytrząsarki **PSU-20i**.

Wymiary platformy: 365 x 465 x 170 mm

MODELE

- **PP-20/2**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl