

PID: PAxxxxx

UID: 033-18-1-PA-0

Ostatnia aktualizacja: 28.01.2020 23:05



WAGI PRECYZYJNE OHAUS SERIA PIONEER™ PRECISION



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- konkurencyjna wydajność w niewygórowanej cenie,
- trwała konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie,
- zaprojektowano z myślą o prostej, inteligentnej obsłudze,
- listwa usuwającą ładunki statyczne.

Funkcje

Ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie zwierząt / dynamiczne, wyznaczanie gęstości.

Wyświetlacz

Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), drugi wiersz wyświetlacza z dodatkowymi informacjami lub wskazówkami (matryca punktowa).

Zasilanie

Zasilacz AC (w zestawie).

Komunikacja

Interfejs RS232 i USB host (w standardzie), wyjście danych GLP / GMP z zegarem czasu rzeczywistego.

Konstrukcja

Metalowa podstawa, górna obudowa z tworzywa sztucznego, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa ze zdejmowanymi drzwiczkami (tylko dla modeli z odczytem 1 mg), wbudowany hak do ważenia podszalkowego, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, blokada kalibracji, osłona ochronna.

Zalety

Poziom filtracji czy ustawienia jasności definiowane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, punkty kalibracji zakresu definiowane przez użytkownika, blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcje wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, wskaźnik przeciążenia / niedociążenia, wskaźnik stabilności.

MODELE

- **PX323/1**
- **PX323M/1**
- **PX523/1**
- **PX523M/1**
- **PX3202/1**
- **PX3202M/1**
- **PX5202/1**
- **PX5202M/1**
- **PX4201/1**
- **PX4201M/1**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, TAC

SPECYFIKACJA

MODEL	Zakres [g]	Odczyt [g]	Szalka [mm]	Odważnik kal. [g/F1]	Nr ref.	Legalizacja
PX323/1	320	0,001	Ø120	200 + 100	30480172	NIE
PX323M/1	320	0,001	Ø120	200 + 100	30430016	TAK
PX523/1	520	0,001	Ø120	500	30480173	NIE
PX523M/1	520	0,001	Ø120	500	30430018	TAK
PX3202/1	3200	0,01	Ø180	2000 + 1000	30480174	NIE
PX3202M/1	3200	0,01	Ø180	2000 + 1000	30430022	TAK
PX5202/1	5200	0,01	Ø180	5000	30480175	NIE
PX5202M/1	5200	0,01	Ø180	5000	30430028	TAK
PX4201/1	4200	0,1	Ø180	2000 + 2000	30480176	NIE
PX4201M/1	4200	0,1	Ø180	2000 + 2000	30430025	TAK

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- zestaw do wyznaczania gęstości,
- szklany ciężarek do wyznaczania gęstości cieczy,
- dodatkowy wyświetlacz AD7-RS,

- osłona wyświetlacza,
- zabezpieczenie przeciwkradzieżowe,
- USB-RS232 konwerter,
- drukarka SF40A.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl