

ADAPTERY BN-13/75, BN-13/100, BN-16/100 DO ROTORA R-12/10 ORAZ RI-12/10



OPIS OGÓLNY

Adaptory do rotora **R-12/10** oraz **Ri-12/10** (wirówki laboratoryjne **LMC-3000**, **LMC-4200R** oraz **LMC-56**):

- **BN-13/75** - zestaw 12 plastikowych pojemników na 13 x 75 mm (np. 2-5 mL próżniowe),
- **BN-13/100** - zestaw 12 plastikowych pojemników na 13 x 100 mm (np. 4-8 mL próżniowe),
- **BN-16/100** - zestaw 12 plastikowych pojemników na 16 x 100 mm (np. 8-9 mL próżniowe).

MODELE

- **BN-13/75**
- **BN-13/100**
- **BN-16/100**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl