

PID: 302.00 V03

UID: 014-07-1-Z36HK-0

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020 14:24



WIRÓWKA SZYBKOOBROTOWA Z 36 HK



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Wirówki laboratoryjne **firmy Hermle** model **Z 36 HK** przeznaczone są do wirowania z dużymi prędkościami z wykorzystaniem probówek małej, średniej i dużej pojemności.

Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów dla wirówek znajdują one zastosowanie w różnorodnych laboratoriach badawczych.

Urządzenie posiada potężny system chłodzenia umożliwiający utrzymanie niskich temperatur nawet przy maksymalnej prędkości.

Model **Z 36 HK** jest wynikiem wieloletniego doświadczenia w projektowaniu wirówek w połączeniu z osiągnięciami najnowszych technologii. Osiągnięcie maksymalnej prędkości 30000 obr./min (65390 x g) wraz z dostępnymi opcjami rotorów czyni z niej najlepsze urządzenie w swej klasie.

CENA DOTYCZY WIRÓWKI BEZ ROTORÓW - O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ NASZYCH HANDLOWCÓW.

MODELE

- **Z 36 HK**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, ISO13485, IVD

SPECYFIKACJA

MODEL	Z 36 HK
-------	----------------

Silnik bezszczotkowy	Tak
Wskaźnik imbalance	Tak
Automatyczne zamykanie pokrywy	Tak
Mikroprocesorowy panel kontrolny	Distinct
Wyświetlacz prędkości	Tak
Wyświetlacz RCF	Tak
Wyświetlacz czasu pracy	Tak
Wyświetlacz temperatury	Tak
Ustawianie parametrów pokrętką elektroniczną	Tak
Przycisk krótkiego wirowania	Tak
Ustawianie czasu wirowania	30 sek. - 99 godz. 59 min / praca ciągła
Ustawianie trybu przyspieszania i zwalniania	10 ustawień
Chłodzenie [°C]	-20 do +40
Chłodzenie wstępne	Tak
Zakres prędkości [obr./min]	200-30000
Max. przyspieszenie [x g]	65395
Max. pojemność	6 x 250 mL
Wymiary (W x D x H) [cm]	71,5 x 51 x 42
Waga [kg]	91
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór mocy [W]	1600

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- rotory,
- adaptory,
- zawieszki.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl