

PID: 324.00 V01

UID: 014-07-1-Z130M-0

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020 14:24



MIKROWIRÓWKA Z 130 M



OPIS OGÓLNY

Mikrowirówki **firmy Hermle** przeznaczone są do codziennego użytku w aplikacjach wykorzystujących mikroprobówki.

W odróżnieniu od tradycyjnych mikrowirówek, model **Z 130 M** eliminuje potrzebę zmiany rotorów podczas używania pojedynczych probówek i probówek w paskach PCR. W standardzie urządzenie dostarczane jest z rotorem Combi-Rotor, który umożliwia jednoczesne wirowanie 12 probówek 1,5/2,0 mL, 32 probówek o pojemności 0,2 mL i 4 pasków PCR.

Wyposażona w silniki bezszczotkowy oraz łatwy w obsłudze panel sterowania.

MODELE

- **Z 130 M**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, ISO13485, IVD

SPECYFIKACJA

MODEL	Z 130 M
Wskaźnik imbalance	tak
Automatyczne zamykanie pokrywy	tak
Mikroprocesorowy panel kontrolny	nie
Wyświetlacz prędkości	nie

Wyświetlacz RCF	nie
Wyświetlacz czasu pracy	nie
Wyświetlacz temperatury	nie
Ustawianie parametrów pokrętkami elektronicznymi	nie
Przycisk krótkiego wirowania	nie
Ustawianie czasu wirowania	nie
Ustawianie trybu przyspieszania i zwalniania	nie
Chłodzenie	nie
Chłodzenie wstępne	nie
Zakres prędkości [obr./min]	5500
Max. przyspieszenie [x g]	2000
Max. pojemność	12 x 1,5/2,0 mL + 32 x 0,2 mL + 4 x paski PCR
Wymiary (W x D x H) [cm]	14 x 20 x 11,2
Waga [kg]	1,3
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór mocy [W]	40

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl