

PID: 307.00.V01.

UID: 017-07-1-Z 307-0

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2022 15:27



WIRÓWKA Z 307



OPIS OGÓLNY

Wirówki laboratoryjne **firmy Hermle** przeznaczone są do codziennego użytku w aplikacjach wykorzystujących małej i średniej pojemności probówki wirownicze.

Mała uniwersalna wirówka **Z 307** oferuje szeroki zakres zastosowania, co spełnia wymagania laboratoriów klinicznych, badawczych, jak również małych laboratoriów przemysłowych. **Z 307** oferuje wiele akcesoriów włączając rotory do mikro płytek i szybkoobrotowe rotory kątowe do naczyń reakcyjnych lub probówek wirowniczych do objętości 50 mL. Dodatkowo rotory horyzontalne 4 x 200 mL mogą być stosowane do hodowli komórkowych, a także dla wszystkich popularnych probówek na krew. Ten szeroki zakres akcesoriów czyni z modelu **Z 307** wirówkę laboratoryjną niezbędną w laboratoriach badawczych i małych laboratoriach klinicznych.

Wirówka wyposażona w silniki bezobsługowy (bezszcotkowy) oraz łatwy w obsłudze panel sterujący.

CENA DOTYCZY WIRÓWKI BEZ ROTORÓW - O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ NASZYCH HANDLOWCÓW.

MODELE

- **Z 307**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, ISO13485, IVD

SPECYFIKACJA

MODEL	Z 307
Chłodzenie	nie
Przycisk krótkiego wirowania	tak
Max. prędkość [obr./min]	14000
Max. przyspieszenie [x g]	18624
Max. pojemność [mL]	4 x 200
Czas pracy	10 sek. - 59 min 50 sek. (krok co 10 sek.); 1 godz. - 99 godz. 59 min (krok co 1 min)
Wymiary (W x D x H) [cm]	35,5 x 47,4 x 33
Waga [kg]	30

Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór mocy [W]	240

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- rotory,
- adaptory,
- zawieszki.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl