

PID: 3xx.00 x01

UID: 014-07-1-Z-20x-A/H-0

Ostatnia aktualizacja: 27.11.2020 09:36

by **biogenet**

e **biogenet**

MAŁE WIRÓWKI HERMLE Z 206 A / Z 207 A / Z 207 H



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Wirówki **firmy Hermle** idealnie sprawdzają się w przeprowadzaniu badań klinicznych.

Kompaktowa wirówka **Z 206 A** mieści do 12 x 15 mL probówek stożkowych lub okrągłodennych. Dostępne są także adaptory umożliwiające wirowanie probówek o mniejszej pojemności oraz rotor kątowy do 6 x 50 mL probówek. Wirówka wyposażona jest w silnik bezobsługowy (bezszcotkowy) oraz łatwy w obsłudze panel sterujący.

Mała wirówka **Z 207 A** jest idealna dla laboratoriów i gabinetów medycznych w których wirowana jest niewielka liczba próbek. Wyposażona jest w rotor kątowy umożliwiający wirowanie probówek o pojemności 8 x 15 mL, osiągając maksymalną prędkość 6800 obr./min. Posiada łatwy w obsłudze i przyjazny dla użytkownika panel sterowania z funkcją „Touch-Operation”.

Wirówka hematokrytowa **Z 207 H** jest odpowiednia dla małych laboratoriów. Umożliwia szybkie i łatwe oznaczenie frakcji erytrocytów we krwi (poziom hematokrytu). W bardzo krótkim czasie możliwe jest określenie wartości hematokrytu w 24 kapilarach jednocześnie. Po odwirowaniu wyraźnie widoczne są warstwy osocza i erytrocytów, a poziom hematokrytu można łatwo określić za pomocą czytnika. Unikalną cechą jest innowacyjny panel sterowania z funkcją "Touch".

CENA DOTYCZY WIRÓWKI BEZ ROTORÓW - O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ NASZYCH HANDLOWCÓW.

MODELE

- **Z 206 A**
- **Z 207 A**
- **Z 207 H**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, ISO13485, IVD

SPECYFIKACJA

MODEL	Z 206 A	Z 207 A	Z 207 H
Silnik bezszczotkowy	tak	tak	tak
Wskaźnik imbalance	tak	tak	tak
Automatyczne zamykanie pokrywy	tak	tak	tak
Mikroprocesorowy panel kontrolny	tak	tak	tak
Wyświetlacz prędkości	tak	tak	tak
Wyświetlacz czasu pracy	tak	tak	tak
Ustawianie parametrów pokrętle	tak	tak	tak
Komora wirówki	stal nierdzewna		
Ustawianie czasu wirowania	od 10 sek. do 99 godz. 59 min (do 60 min w krokach co 10 sek.; od 1 do 99 godz. w krokach co 1 min) / praca ciągła		
Zakres prędkości [obr./min]	200-6000 ustawiane co 50	200-6800 ustawiane co 50	200-13000 ustawiane co 50
Max. przyspieszenie [x g]	4427	4445	16058
Wymiary (W x D x H) [cm]	28 x 37 x 26	28 x 35 x 24	28 x 35 x 24
Waga [kg]	12	8	12,5
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Pobór mocy [W]	100	50	150

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- rotory kątowe,
- rotor wychylny,
- rotor hematokrytowy,
- adaptery na mniejsze pojemności.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl