

PID: 332.00 P01

UID: 014-07-1-Z167M-0

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2021 08:57



MIKROWIRÓWKA Z 167 M



OPIS OGÓLNY

Mikrowirówki **firmy Hermle** przeznaczone są do codziennego użytku w aplikacjach wykorzystujących mikroprobówki.

Wirówka **Z 167 M** jest urządzeniem kompaktowym, a jednocześnie bardzo wydajnym. Bezszczotkowy silnik zapewnia ekstremalnie szybkie rozpędzanie i hamowanie rotora 18 x 1,5/2,0 mL (w komplecie).

MODELE

- **Z 167 M**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	Z 167 M
Wskaźnik imbalance	tak
Automatyczne zamykanie pokrywy	tak
Mikroprocesorowy panel kontrolny	tak z pamięcią 99 programów
Wyświetlacz prędkości	tak
Wyświetlacz RCF	tak
Wyświetlacz czasu pracy	tak
Wyświetlacz temperatury	nie
Ustawianie parametrów pokrętkami elektronicznymi	tak (sterowane dotykowo)
Przycisk krótkiego wirowania	tak
Ustawianie czasu wirowania	10 sek. - 99 godz. 59 min / praca ciągła
Ustawianie trybu przyspieszania i zwalniania	nie
Chłodzenie	nie
Chłodzenie wstępne	nie
Zakres prędkości [obr./min]	200-14000

Max. przyspieszenie [x g]	15994
Max. pojemność	18 x 1,5/2,0 mL
Wymiary (W x D x H) [cm]	28 x 35 x 24
Waga [kg]	12
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór mocy [W]	130

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl