

PID: BS-010219-DK

UID: BS-010219-DK

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2024 15:12



ADAPTER AP-96 NA PŁYTKI 96-DOŁKOWE PCR



OPIS OGÓLNY

Zestaw 2 adapterów na płytki 96-dołkowe PCR (z kołnierzem i półkołnierzem), do stosowania z wirówko-worteksem **CVP-2** oraz rotorami **R-2** i **Ri-2** do wirówek **LMC-3000**, **LMC-4200R**, **LMC-56**.

MODELE

- **AP-96**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl